

المختبر الرابع: عزل الـ DNA من عينات الدم

يعتبر الدم من النماذج الأكثر شيوعاً في أبحاث البيولوجيا الجزيئية كمصدر للحصول على كمية جيدة وبنقاوة عالية من الـ DNA، وذلك لسهولة سحب العينات واحتوائها على كم كبير من خلايا الدم البيض بالرغم من وجود كمية كبيرة من كريات الدم الحمراء التي تحتاج إلى معاملة أولية للتخلص منها.

الهدف من التجربة: استخلاص الـ DNA من الدم.

طريقة العمل:

- تحضير المحاليل الكيميائية

R.B.Cs Lysis buffer

أولاً: محلول تحليل كريات الدم الحمراء

(0.01M Tris-HCL, pH 7.4, 320 mM sucrose, 100mM MgCl₂, 1% Triton X-100).

يحضر 100 مل منه بوزن 0.157 غم من مادة Tris-HCL ، ووزن 10.59 غرام من مادة Sucrose ووزن 0.952 من MgCl₂ و 1 مل من مادة Triton X-100 توضع سوياً في دورق الزجاجي ثم يضاف إليها 80 مل من الماء المقطر، تحرك بشكل جيد لغرض إذابة مكونات المحلول ثم يعدل الـ pH إلى (8) ويكمل حجم المحلول إلى (100 مل) باستخدام الماء المقطر، ثم يحفظ 4 م.

ثانياً: محلول تكسير محتويات الخلية: Cell Lysis Solution

0.01M Tris-HCl, 114 mM sodium citrate, 100 mM Na₂EDTA, 1 % (SDS).

يحضر 100 مل منه بوزن 0.157 غم من مادة Tris-Hcl ، و3.73 غم من مادة Na₂EDTA و3.35 غم من مادة sodium citrate و1 غرام من مادة SDS توضع سوياً في الدورق الزجاجي ثم يضاف إليها 80 مل من الماء المقطر، تحرك بشكل جيد لغرض إذابة مكونات المحلول ثم يعدل الـ pH إلى (8) ويكمل حجم المحلول إلى الحجم النهائي (100 مل) باستخدام الماء المقطر، يعقم المحلول بالموصدة Autoclave عند درجة حرارة 121 هـ وتحت ضغط 1.5 جو ولمدة 15 دقيقة ثم يحفظ بدرجة حرارة 4 مئوية.

ثالثاً: ايثانول 70%:

يحضر 100 مل منه بمزج 70 مل من الايثانول المطلق و 30 مل من الماء المقطر في قنينة مظلمه، يحفظ المحلول بدرجة حرارة 4 م لحين الاستعمال.

رابعاً: ايثانول 100%:

خامساً: كلوريد الصوديوم 5.3 مولاري.

يحضر من اذابة 7.74 غم من كلوريد الصوديوم في 25 مل من الماء المقطر.

سادساً : كلوروفورم

سابعاً : أمونيوم أسيتيت 7.5 مولاري :

يحضر بإذابة 5.8 غم من الامونيوم استيت في 10 مل من الماء المقطر ثم يمزج بشكل جيد .

ثامناً: المحلول الملحي Normal Saline :

يحضر بإذابة 0.9 غم ان كلوريد الصوديوم في 100 مل من الماء المقطر ثم يمزج بشكل جيد.

● جمع العينات : يتم جمع العينات عن طريق سحب 2 مل من الدم الوريدي ثم تحفظ بانابيب اختبار سعة 5مل حاوية على مادة EDTA ثم تقلب الانابيب جيدا ليتم المزج لمدة 5 دقائق، بعد ذلك تحفظ الانابيب في الثلجة لمدة قصيرة او بالتجميد لفترات طويلة لحين الاستخلاص.

● خطوات عملية الاستخلاص:

اولاً: تحليل كريات الدم الحمراء :

1. سحب 250 µL من الدم ووضعها في انبوية حجمها 1.5مل ثم يضاف اليها 1000 µ من محلول تحليل كريات الدم الحمر (كمية المحلول المضافة تمثل ثلاث الى اربع اضعاف حجم الدم).

2. توضع الأنابيب على جهاز ال shaker لمدة اربعة دقائق لغرض المزج وتحليل كريات الدم الحمراء.

3. يتم طرد المركزي للأنابيب على سرعة 14000 rpm لمدة 3 دقائق.

4. يتم التخلص من الرائق مع الاحتفاظ بالراسب ثم يضاف $500 \mu\text{L}$ من محلول تحليل كريات الدم الحمراء ومزج الراسب باستخدام الماصة الدقيقة ثم المازج (Vortex) لمدة دقيقة إلى أن يتم تفتيت الراسب.

5. يجرى الطرد المركزي للأنايب على سرعة 14000 rpm لمدة 2 دقائق.

6. يتم التخلص من الرائق ثم يضاف $600 \mu\text{L}$ من المحلول الملحي ومزج الراسب باستخدام الماصة الدقيقة ثم المازج (Vortex) لمدة دقيقة إلى أن يتم تفتيت الراسب.

7. يتم الطرد المركزي للأنايب على سرعة 14000 rpm ولمدة دقيقتين، تكرر الخطوات السابقة إلى أن تحصل على راسب أبيض (صافي) يمثل كريات الدم البيضاء الخالية من بقايا الهيموغلوبين.

ثانيا : تحليل الخلايا (تحليل الراسب الخلوي)

1. اضع $500 \mu\text{L}$ من محلول تحليل مكونات الخلية (الموضوع سابقا في الحمام المائي) و امزج الراسب باستخدام الماصة الدقيقة ثم المازج (Vortex) لمدة دقيقة إلى ان يتم تفتيت الراسب ويصبح المحلول رائقا، ضع الانايب في حمام مائي على درجة 65 م لمدة 20 دقيقة مع تحريكها بالتقليب بين الحين والآخر (كل 5 دقائق).

2. بعدها تترك الانايب لمدة 3 إلى 5 دقائق لتكتسب درجة حرارة الغرفة.

3. اضع $100 \mu\text{L}$ مايكرو ليدر من محلول NaCl ثم امزج الأنايب بالتقليب ثم أضف $600 \mu\text{L}$ من الكلوروفورم وانقل الانايب إلى جهاز الهزاز Shaker لتمزج برفق لمدة دقيقتين ثم تمزج بقوة لمدة 3 دقيقة.

4. تطرد الانايب مركزيا بسرعة 14000 rpm لمدة 5 دقائق.

ثالثا : ترسيب الـ DNA:

1. انقل حوالي $500 \mu\text{L}$ مايكرو ليدر من الطبقة الثانية العليا إلى انبوبة أبندروف جديدة.

2. اضيف نفس حجم المنقول ($500 \mu\text{L}$) من Isopropanol المبرد و $50 \mu\text{L}$ من محلول الأمونيوم استتيت واتركه لمدة 4-6 دقائق ثم قلبت الانايب بهدوء إلى الأعلى والأسفل لترسيب الدنا.

3. اجري طرد مركزي للأنايب على سرعة 14000 rpm ولمدة 5 دقائق على درجة حرارة 4 م.

4. نغسل الراسب باضافة $500 \mu\text{L}$ من الكحول الإيثيلي ٧٠% وطررد مركزي على سرعة 14000 rpm ولمدة 5 دقائق بعدها تم تجفيف الراسب بترك الانابيب لمدة ساعة في الحاضنة على درجة حرارة ٣٧ او بتركها على درجة حرارة الغرفة الى ان يجف الايثانول.
5. اضيف $100 \mu\text{L}$ من الماء المقطر المعقم إلى الدنا المستخلص لغرض الاذابة ثم وضعت الانابيب في الحمام المائي بدرجة حرارة 55 لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعتين في الحاضنة بدرجة حرارة ٣٧.
6. حفظت الانابيب بالتجميد لحين الاستعمال.