

المختبر العاشر: الترحيل الكهربائي بواسطة هلام الأكاروز

يعرف الترحيل الكهربائي بأنه حركة الأيونات والجزيئات الكبيرة المشحونة كالا (DNA, RNA, proteins) خلال وسط معين (هلام الأكاروز أو هلام متعدد الأكريلاميد) عند تسليط تيار كهربائي.

أنواع الهلام المستخدم في الترحيل الكهربائي:

1. هلام الأكاروز (Agarose Gel Electrophoresis (AGE)

إن هلام الأكاروز المستخدم بشكل واسع في هذه التقنية عبارة عن سلسلة متشابكة من السكريات المتعددة المكونة من الكالكتوز ومشتقاته والمرتبطة مع بعضها بأواصر هيدروجينية لتكوين شبكة معقدة، تعتمد فتحاتها على تركيز الأكاروز فكلما كان التركيز عالياً كلما كانت الفتحات أصغر والعكس صحيح، يتضح من ذلك إن قابلية الهلام على فصل القطع تعتمد على تركيزه فكلما زاد التركيز كلما زادت قابلية الفصل. إن تركيز هلام الأكاروز يتراوح بين 0.5-2 % وبطول 12 سم، والأكثر استخداماً هو 0.7-1 % والذي يستخدم لفصل قطع دنا كبيرة الوزن الجزيئي 200 – bp .20Kbp

2. هلام أكريل أميد متعدد (Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE)

هو عبارة عن ناتج ارتباط مادة الأكريل أميد المتبلورة مع مادة Bis-acrylamide لتكوين شبكة معقدة ذات ثقب أصغر قطراً من تلك الموجودة في هلام الأكاروز، ولهذا السبب فإن هلام أكريل أميد متعدد أكثر ملائمة في فصل قطع الدنا الأصغر والتي تتراوح بين 1-200 bp ويكون التركيز الأفضل للأكريل أميد متعدد هو 7.5 % ولكن من مساوئ هذا النوع من الهلام انه أصعب وذو كلفة عالية بالمقارنة مع الأكاروز.

الترحيل الكهربائي بواسطة هلام الأكاروز

تعتبر عملية الترحيل الكهربائي بواسطة هلام الأكاروز واحدة من الطرق الفيزيائية المهمة التي يمكن بواسطتها الكشف عن الـ DNA وتحديد حجمه. إن مبدأ هذه الطريقة، هو هجرة الـ DNA من خلال فتحات صغيرة موجودة

ضمن الأكاروز عند تسليط تيار كهربائي وتكون هذه الهجرة من القطب السالب (الأسود) باتجاه القطب الموجب (الأحمر) نظراً لكون الشحنة التي يحملها الـ DNA شحنة سالبة بسبب وجود مجموعة الفوسفات.

العوامل المؤثرة على هجرة الدنا خلال هلام الأكاروز

1. الوزن الجزيئي للدنا: يعتمد جريان جزيئات الدنا على أوزانها الجزيئية، فجزيئات الدنا قد تكون خطية (مفردة أو مزدوجة) أو على شكل حلزون وهي بذلك تختلف في البنية والوزن الجزيئي. تهاجر جزيئات الدنا بسرعة تتناسب تناسباً عكسياً مع لوغارتم 10 لوزنها الجزيئي.
2. تركيز الأكاروز: تختلف سرعة رحيل الجزيئات المتشابهة بتغير تركيز الأكاروز المستعمل لعملية الفصل.
3. الشكل البنائي للدنا: تختلف أشكال الدنا البنائية في سرعة جريانها في هلام الأكاروز. الشكل الدائري المغلق والشكل الدائري المفتوح والشكل المستقيم نوات الأوزان الجزيئية المتشابهة تهاجر في تركيز معين من هلام الأكاروز بسرعات مختلفة.
4. كمية التيار الكهربائي: تتناسب سرعة جريان جزيئات الدنا الخطية مع كمية الفولتية المستعملة للترحيل.

Agarose Gel Electrophoresis Instruments

1. Loading buffer.

2. Red safe solution.

3. Electrophoresis-grade agarose.

4. Horizontal gel electrophoresis apparatus.

5. Gel casting platform.

6. Gel combs (slot formers).

7. DC power supply.

8. Microwave Oven.

□ صبغة الترحيل هي عبارة عن محلول يتكون من السكروز أو الكليسرول حاوي على صبغة، ووظيفة هذه الصبغة

هي جعل عملية الترحيل الكهربائي مرئية يمكن تتبعها من خلال النظر إلى وعاء الترحيل، أما السكروز أو الكليسرول

نعمل على زيادة كثافة العينة عند وضعها في حفرة الهلام وبالتالي نضمن عدم طفو العينة للأعلى وإستقرارها في أسفل الحفرة.

□ لتحضير محلول SB 10X يوزن (4) غرام من مادة NaOH و (20) غرام من الـ Boric acid، توضع سوياً في بيكر سعة واحد لتر على درجة حرارة خفيفة في (800) مل من الماء المقطر ثم تعدل قيمة pH المحلول إلى (8,5) ويكمل الحجم إلى (1000) مل.

طريقة العمل:

1. لترحيل الدنا المجيني والكشف عنه تم تحضير هلام الأكاروز بتركيز 1% أما لتفاعلات الـ PCR فقد تم تحضيره بتركيز مناسب لحجم قطعة الدنا للجينات المدروسة بتركيز 2%، (كما في الجدول أدناه).
2. يتم إذابة الأكاروز في محلول الـ SB باستخدام جهاز Microwave حتى الغليان ثم يترك ليبرد إلى درجة حرارة 50-60° م.
3. يتم إضافة صبغة الـ Red Save بمقدار (3) مايكروليتر لمحلول الأكاروز وتمزج بشكل جيد.
4. يتم تركيب حوض الهلام ثم وضع المشط comb لصنع الحفر wells التي تستخدم لتحميل عينات الـ DNA ثم تم صب الأكاروز بعناية في الحوض ويترك إلى أن يتصلب الهلام.
5. يوضع الحوض مع الهلام في الحوض المملوء بدارئ SB 10X حيث يغطي هذا الدارئ سطح الهلام.
6. يتم مزج (3) مايكروليتر من دارئ التحميل Loading buffer مع (5) مايكروليتر من نماذج الـ DNA، أما ناتج الـ PCR فيرحل بشكل مباشر وتُحمل بعناية في الحفر ومن ثم تشغيل جهاز القدرة Power supply.
7. يتم فحص الهلام المصبغ بواسطة جهاز الأشعة فوق البنفسجية U.V.

جدول تركيز الأجاروز المستخدم وحجم محلول الترحيل الكهربائي

| NO | Size of tray | The concentration | Amount of agarose | SB volume |
|----|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| .1 | 10×10 | 1% | 0.5g | 50 ml |
| | | 2% | 0.7g | 50 ml |
| .2 | 10×15 | 1% | 0.8g | 80 ml |
| | | 2% | 1.6g | 80 ml |



