

ملحق (٤)

طرق استخدام بعض الاجهزة المختبرية الشائعة الاستعمال :


اضافة الى الاجهزة المختبرية المتخصصة بعلم الفسلجة . هناك عدد من الاجهزة المختبرية الشائعة الاستعمال قد يحتاجها الطالب ، أما لتهيئة مستلزمات المختبر أو لاجراء بعض القياسات الخاصة بجزء من التجارب وفيما يلي وصف موجز لبعض هذه الاجهزة .

١- جهاز قياس الطيف البسيط Spectrophotometer من اجهزة قياس الطيف الشائعة الاستعمال في المختبرات هو جهاز قياس الطيف من نوع Spectronic 20 (شكل ٣) ويستخدم هذا الجهاز لقياس الكثافة الضوئية transmittance والامتصاص Absorbance ويتراوح مدى الطول الموجي للجهاز بين ٣٤٠ - ٦٢٥ نانوميتر .

ولاستخدام الجهاز يجب اتباع الخطوات الآتية .

- ١- يربط الجهاز بالقوة الكهربائية ويحرك منظم التصفير باتجاه عقرب الساعة وعند تشغيل الجهاز يلاحظ ضوء أحمر على الجهة اليسرى للشاشة المدرجة . يترك الجهاز لمدة ١٥ دقيقة للأستقرار .
- ٢- باستخدام منظم طول الموجة wave length control ، يختار طول الموجة المطلوبة ويمكن ملاحظة طول الموجة على الشاشة الخاصة بتدرج طول الموجة wave length scale .
- ٣- باستخدام منظم التصفير ، ضع المؤشر على الرقم صفر بالنسبة لتدرج النسبة المئوية للانتقال Percent transmittance scale .
- ٤- ضع أنبوبة القياس cuvette الحاوية على الماء المقطر في ردهة العينة ثم غط الانبوبة بالغطاء الخاص بالجهاز وباستخدام منظم الضوء ، ضع المؤشر عند نسبة انتقال ١٠٠ Percent transmittance .
- ٥- والآن يكون الجهاز حاضراً لاخذ قراءات السيطرة والقياس وباستخدام التدرج الخاص بالنسبة المئوية للانتقال (الكثافة الضوئية) أو تدرج الامتصاص والذي يتراوح بين صفر - ٢ .

رددهة العينه



شكل (٣) جهاز قياس الطيف الضوئي من نوع Spectronic 20.

الى اخذ قراءة واحدة فقط من الممكن عدم تشغيل وحدة برمجة الخلايا وعند ذلك يجب ارجاع طول الموجة يدوياً الى القراءة الاصلية وذلك بتدوير منظم الموجة يدوياً. باستطاعة مثل هذه الاجهزة قياس درجة حرارة الردهة اثناء التجربة وذلك بثبيت المؤشر الخاص بذلك على (°C). عند الحاجة الى المزيد من المعلومات من الممكن الاستعانة بالكتاب الخاص بوصف واستخدامات الجهاز.

جهاز قياس الرقم الهيدروجيني pH meter

يعد جهاز قياس الرقم الهيدروجيني من الاجهزة المهمة التي تستخدم في تنظيم الرقم الهيدروجيني للمحاليل الفسلجية وغيرها من المحاليل المستخدمة في الدراسات الفسلجية والكيمياء حيائية. هناك العديد من اجهزة قياس الرقم الهيدروجيني منها ذا شاشة رقمية ومنها ذات مؤشر. وقبل البدء باستعمال الجهاز، يجب اتباع الخطوات التالية.

- ١ - تشغيل الجهاز لمدة نصف ساعة على الاقل قبل استعماله لغرض استقرار الجهاز، ومن الافضل ترك الجهاز بحالة تشغيل مستمرة مع وضع المنظم على حالة التوقف "stand by".
- ٢ - غسل الاقطاب بالماء المقطر وتركها مغمورة في الماء المقطر خلال فترة الانتظار أو عند عدم استعمال الجهاز.
- ٣ - باستخدام منظم درجة الحرارة يثبت درجة حرارة القياس والتي يجب ان تكون مقاربة لدرجة حرارة المختبر.
- ٤ - يتم تقيس الجهاز وذلك باستخدام محلول ذورقم هيدروجيني معلوم وفي حالة وجود أي حيود عن الرقم الهيدروجيني للمحلول ينظم الجهاز باستخدام منظم التقيس. يفضل أحياناً إجراء تقيس مزدوج وذلك باستخدام محلولين قياسيين بدلا من محلول واحد. ويجب غسل الاقطاب بالماء المقطر قبل كل قراءة وتجفيفها بورق الترشيح.
- ٥ - من الممكن الآن استخدام الجهاز لقياس أو تنظيم الرقم الهيدروجيني للمحاليل اللازمة.
- ٧ - بعد الانتهاء من القياس يجب تحويل حالة الجهاز الى التوقف، وغسل الاقطاب وغمرها بالماء المقطر.

أجهزة التنيذ centrifuge

تستخدم أجهزة التنيذ لفصل عضيات للمخلية لاستخدامها في التجارب الخاصة بدراسة وظائف هذه العضيات. تحتاج مثل هذه التجارب الى أنواع مختلفة من أجهزة التنيذ مثل:

١- أجهزة التنيذ ذات السرعة الواطئة Low speed centrifuge
تصل سرعة التنيذ في هذه الاجهزة الى ٥٠٠٠ دورة لكل دقيقة وتستخدم عادة لفصل الخلايا السليمة وأنوية الخلايا في المستخلص الخلوي.

٢- أجهزة التنيذ ذات السرعة المرتفعة Refrigerated high speed centrifuge
قد تصل السرعة في هذه الاجهزة الى ١٨٠٠٠ دورة لكل دقيقة وتستخدم مثل هذه الاجهزة لفصل بعض عضيات الخلية مثل المايكوتوكوندرريا.

٣- أجهزة التنيذ ذات السرعة الفائقة Refrigerate Ultracentrifuge
وهي أجهزة التنيذ التي تتجاوز سرعة الدوران فيها عن ٢٠٠٠٠ دورة لكل دقيقة أو أكثر قد تصل أحيانا الى أكثر من ٥٠٠٠٠ دورة لكل دقيقة. تستخدم مثل هذه الاجهزة لفصل العضيات المتناهية الصغر مثل المايكروسومات وغيرها من العضيات.

الاسس العامة المتبعة في استخدام أجهزة التنيذ

- ١- يربط الجهاز بالتيار الكهربائي ويشغل ، وفي حالة تجهيز المنبذة بوحدة تبريد ، يترك الجهاز لمدة نصف ساعة على الاقل مع تثبيت منظم الحرارة عند درجة الحرارة المطلوبة (حوالي ٤ م°).
- ٢- توضع كميات متساوية من العينات في أنابيب المنبذة ويجب موازنة هذه الانابيب للتأكد من كونها متساوية الوزن. توضع الانابيب في المواقع المخصصة لذلك وعلى أن تشغل جميع هذه المواقع. ثم تغطى بالغطاء الخاص بذلك.