



م.م زينب فؤاد سعدالله

#### التجربة (4) تحضير صبغة الميثيل البرتقالي

**الميثيل البرتقالي :-** هو عبارة عن بلورات برتقالية اللون، ويكون عديم الرائحة، وقابل للذوبان في الماء الساخن (غير قابل للذوبان في الكحول) ، وهو مركب أيوني غير متطاير في الدرجة العادية من الحرارة، ويكون شديد السمية، لذلك ينصح بالتعامل معه بحذر.

وهو كاشف يستخدم كمؤشر في المعايرة لانه يعطي لون واضح ومميز عند قيم الاسم الهيدروجيني المختلفة.

يتغير لون هذا الكاشف حسب درجة الأس الهيدروجيني للوسط، في حال كان PH المحلول المراد اكتشافه 2.3 أو أقل، فإن هذا الكاشف يتلون باللون الأحمر وهو ما يدل على أن الوسط حامضي، بينما في حال كان PH الخاص بالمحلول أكثر أو يساوي 4.4 فإن المحلول يتلون باللون الأصفر وبالتالي يدل على أن الوسط قاعدي (قلوي).



#### الفرق بين الميثيل البرتقالي والفينول فتالين



يتحول الميثيل البرتقالي في الظروف الحمضية إلى اللون الأحمر بينما يظل الفينول فتالين عديم اللون. في الظروف القلوية يتحول الميثيل البرتقالي إلى اللون الأصفر بينما يتحول الفينول فتالين إلى اللون الوردي. يتراوح نطاق الرقم الهيدروجيني للفينول فتالين من 8.2 إلى 10.0، في حين يتراوح نطاق الرقم الهيدروجيني للميثيل البرتقالي من 3.1 إلى 4.4.

#### ماهي الاستخدامات الشائعة للميثيل البرتقالي ؟

تستخدم في العديد من الصناعات مثل صناعة الاصباغ وفي علم الانسجة والمعايرة وفي تحضير المحاليل وصناعة الادوية.






### التحضير العام للميثيل البرتقالي :-

يتم تحضير ملح الديازونيوم أولاً من تفاعل حامض السلفانيليك و نترات الصوديوم في وجود حمض الهيدروكلوريك. بعد ذلك تتم عملية ازدواج ملح الديازونيوم بـ ثنائي ميثيل أنيلين للحصول على الناتج المطلوب وهو صبغة الميثيل البرتقالي.



Methyl Orange (azo dye)

### ميكانيكية النفاعل :-



Daizonium

## طريقة العمل:-

### المرحلة الأولى ما قبل عملية الديأزة pre diazotisation

- 1- اذب 0.3 غم من كربونات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  في 12.5 مل من الماء المقطر مع التحريك
- 2- اضع إليه 0.9 غم من sulfanilic acid مع التحريك ، سخن بلطف في الحمام المائي حتى يذوب الحامض .

### مرحلة تفاعل الديأزة :

- 3- اضع الى المحلول 0.37 غم من  $\text{NaNO}_2$  وحرك حتى يذوب
- 4- اضع 1.25 مل من  $\text{HCl}$  المركز الى بيكر ثاني يحتوي على 6.25 مل ماء ثلج واستمر بالتحريك
- 5- في حمام ثلجي اضع المحلول في الخطوة (3) الى محلول  $\text{HCl}$  ببطء مع التحريك المستمر ( تكون الاضافة قطرة - قطرة ) سوف تلاحظ تكون راسب ابيض من ملح الدايزونيوم

### مرحلة تفاعل الاتحاد وتكوين الصبغة Coupling reaction

- 6- اضع 0.67 مل من  $\text{N,N-dimethyl aniline}$  مع التحريك تم اضع بعدها 0.5 مل من حامض الخليك ثم حرك المزيج لمدة 15-20 دقيقة بدرجة حرارة 25 - 20 م لضمان اكتمال حدوث التفاعل.
- 7- اضع ببطء 7.5 مل من محلول 10%  $\text{NaOH}$  (اضف المزيد اذا كان ضروري ) حتى يصبح المحلول قاعدي (انتبه الاضافة تكون ببطء قطرة قطرة مع التحريك لمدة 10 دقائق) تجنب الاضافة السريعة .

### مرحلة عزل الصبغة الخام

- 8- سخن المحلول إلى الغليان لمدة (10-15) دقيقة عندما يذوب معظم الصبغة والمحلول يصبح رائق.
- اضف 2.5 غم من (كلوريد الصوديوم) (تمليح ) ثم برد مزيج التفاعل في حمام ثلجي .
- 9- رشح واغسل الراسب مرتين بـ 2.5 مل من محلول  $\text{NaCl}$  المشبع البارد .  
يتكون راسب برتقالي او اصفر واحسب النسبة المئوية.

أسئلة للمناقشة :-

- 1- لماذا تستغرق إضافة  $\text{NaOH}$  الى ملح الديازونيوم من 10-15 دقيقة فوليس بدفعة واحدة؟ ولماذا يجب ان يكون التفاعل في الحمام الثلجي؟
- 2- ماذا نلاحظ عند إضافة حامض  $\text{HCl}$  الى صبغة الميثيل البرتقالي؟
- 3- ماذا نلاحظ عند إضافة  $\text{NaOH}$  الى صبغة الميثيل البرتقالي ولماذا؟
- 4- لماذا اصباغ الازو تكون ملونة؟
- 5- ما الفائدة من إضافة كاربونات الصوديوم؟