

Lab 4

عزل وتنمية البكتيريا على الأوساط الزرععية

Isolation and Culturing of bacteria on media cultures

بعد ان درسنا في المختبرات السابقة ماهي الأوساط الزرععية وتدريبنا على كيفية تحضيرها بمساعدة الأجهزة والأدوات نبدأ الان خطوة زراعة وتنمية البكتيريا في او على الأوساط الزرععية المختلفة تمهيدا لتشخيص الاجناس والانواع البكتيرية التي من الممكن عزلها في أي عينة يتطلب الكشف عن البكتيريا الموجودة فيها وتدعى جميع الخطوات التي تتعلق بزراعة وتنمية البكتيريا بتقنيات الزرع **Culturing techniques** او تقنيات العزل **.Isolation techniques**

انماط زراعة وتنمية البكتيريا:


الزرع على الأوساط الصلبة **Culturing on solid media**

تزرع البكتيريا على الأوساط الصلبة بأربع طرق رئيسية وكما يلي:

- ✓ طريقة تخطيط الطبقة **streak-plate method**
- ✓ طريقة الصب في الطبقة **pour –plate method**
- ✓ طريقة النشر في الطبقة **spreading –plate method**
- ✓ طريقة الأكار المائل **Agar-slop(slant) method**
- ✓ التلقيح بالطنع **Stabbing method**


طريقة تخطيط الطبقة **streak-plate method**

يتبين لنا من العنوان ان الزرع يتم على شكل خطوط ومن اجل جودة عملية الزرع ومعرفة مسار الزرع يتم التخطيط بعدة أنماط من خلال استعمال اللوب LOOP او المسحة القطنية Disposable swab وكما في الاشكال التالية:



طريقة العمل:

- 1- خذ مسحة من أي منطقة في جسم الانسان او سطح الطاولة او مقابض الأبواب ... الخ.
- 2- خطط العينة على سطر أكار متصلب في طبق البتري بأحد الأنماط المثبتة في الشكل المقابل وذلك باستعمال المسحة القطنية المعقمة مسبقا او بواسطة لوب معقم بمصباح البنزن مع الاخذ بنظر الاعتبار فتح جزء من غطاء طبق البتري اثناء التخطيط خارج ال Hood لتلافي التلوث من الهواء الجوي والتخطيط بلطف gently عن استعمال اللوب لتلافي تمزق الوسط.




- 3- بعد حضن العينة في حاضنة الميكروبات بدرجة حرارة 37 م لمدة 18 الى 24 ساعة شاهد نتيجة الزرع (شاهد الفيديو في QR code).
- 4- النتيجة تظهر نمو مستعمرات متصلة مع بعضها البعض نامية على مسار التخطيط. من الجدير بالذكر ان الطريقة أعلاه تطلب وسط زرعي مصبوب ومتصلب مسبقا في طبق البتري.



[ht https://www.youtube.com/watch?v=bm99zrq3ij0](https://www.youtube.com/watch?v=bm99zrq3ij0)


طريقة الصب في الطبق Plate Pouring method

المقصود بالصب هو صب الوسط الزرع على طبق البتري الحاوي على العينة (كما في الشكل ادناه) وبهذا تختلف عن طريقة التخطيط بعدة نقاط منها ان العينة محملة مسبقا في طبق البتري ويتم صب الوسط عليها حيث نستعمل الماصة الدقيقة Micropipette لنقل العينة الى الطبق بدلا من العروة (الووب) والمسحة القطنية كما ان نتيجة الزرع تختلف أيضا إذ ان المستعمرات الناتجة تكون منفصلة عن بعضها البعض وبإمكان تمييزها عن بقية المستعمرات كما بإمكان حساب عدد المستعمرات التي تدعى بالوحدات المكونة للمستعمرات (CFU) Colony forming units التي تتواجد على سطح او وسط او قعر الوسط (ما السبب؟).
تُناسب الطريقة هذه في اختبارات فحص عينة الماء او أي سائل ملوث بالبكتيريا وقد تسبق خطوة الصب اجراء عملية سلسلة تخفيف Serial dilution للعينة قبل تحميلها الى الطبق ومن ثم صب الوسط عليها من اجل الحصول على مستعمرات واضحة ومنفصلة تسهل تشخيصها وحساب عددها.



طريقة العمل:

- 1- قم بتحضر وتعقيم الوسط الزرع.
- 2- قم بتحمل العينة بمقدار 100 مايكرو لتر الى طبق البتري الفارغ باستعمال الماصة الدقيقة Micropipette.
- 3- اترك الوسط الزرع ليبرد الى درجة حرارة 45 درجة (أي قبل التصلب).
- 4- عقم فوهة الدورق المخروطي بلهب مصباح بنزن وبعدها صب الوسط الزرع في الطبق مباشرة.
- 5- حرك الوسط ثلاث مرات على شكل رقم 8 لمجانسة ومزج الوسط مع العينة بشكل تام.
- 6- اترك الوسط ليتصلب بدرجة حرارة الغرفة لمدة 10-15 دقيقة.
- 7- بعد التأكد من تصلب الوسط ضع الطبق في الحاضنة بدرجة حرارة 37 م بشكل مقلوب.
- 8- بعد مرور 24-48 ساعة شاهد النتيجة التي تكون بشكل مستعمرات مختلفة الاشكال منفصلة عن بعضها البعض.



<https://www.youtube.com/watch?v=TQqPQSzRtcA>


شاهد طريقة الصب في الفيديو أعلاه

طريقة النشر في الطبق spreading –plate method

في هذه الطريقة يتم نشر العينة على سطح الاكار المتصلب بأكمله بحيث تغطي سطح الوسط وتستعمل من اجل ذلك أداة الناشر الزجاجي التي تدعى ب L-shape spreader او المسحة القطنية وتفيد هذه الطريق في تجربة اختبار او فحص الحساسية Sensitivity test والتي سيتم تناولها في المختبرات القادمة بعد الفحوصات البيوكيميائية.

طريقة العمل:

- 1- قم بوضع 100 مايكرو ليتر من العينة أو العالق البكتيري على سطح الاكار المتصلب.
- 2- قم بنشر العينة باستعمال أداة L-shape spreader على كامل سطح الاكار بحركة دائرية مستمرة وذلك بعد تعقيمها بالتهيب.
- 3- في حال استعمال المسحة القطنية قم بعمل تخطيط مستمر على كامل الطبق.
- 4- حضن العينة بدرجة حرارة 37 درجة



منوية وبعد 24 ساعة شاهد النتائج.

<https://www.youtube.com/watch?v=Rye6DfMv66Q>

طريقة الأكار المائل Agar-slop(slant) method

تفضل هذه الطريقة لحفظ البكتيريا Preserving of bacteria كما تستعمل لمشاهدة تكوين الخضاب أو انتاج الغازات في وسط Triple sugar iron agar TSA.



طريقة العمل:


1- قم بتحضير انبوبة اختبار زجاجية او قنينة مكارتني McCartney bottle.

2- بعد تحضير الوسط الزراعي املاً الانبوبة لمنتصفها بهذا الوسط.

3- بعد انتهاء تعقيم الأوساط ضع الانابيب بصورة مائلة مرتفع الفوهة عن سطح الطاولة بما يقارب 30 درجة أو أقل إذا أريد الحصول على سطح مائل slant فقط، أما إذا أريد الحصول على سطح مائل بالإضافة إلى القعر butt فيتم وضع الأنبوب الحاوي على الأكار المغذي بزاوية أكبر من 30 درجة وكما في الاشكال التالية.

4- يتم زرع البكتيريا بطريقتين هما الطعن Stabbing بواسطة ابرة التلقيح او التخطيط المتعرج Inoculating needle Zigzag streaking.





الزرع على الأوساط السائلة Liquid media culturing

بالعادة تحضر الأوساط السائلة وتحفظ داخل انابيب ويستعمل الزرع على الأوساط السائلة لعدة أغراض وهي:

- 1- تنشيط البكتريا من جديد Activation of bacteria وخصوصا بعد حفظها لمدة طويلة.
- 2- الزرع من اجل الاختبارات البيوكيميائية مثل اختبار الاندول وتخمر السكريات حيث ان التغيرات اللونية في الوسط السائل تدل على نتائج خاصة بنوع الاختبار.
- 3- تحضير العالق البكتيري من اجل الاختبارات البيوكيميائية والتي تعتمد على اللقاح البكتيري Bacteria inoculum.

طريقة العمل:

- 1- قم بتحضير الوسط الزرع السائل مثل (Peptone water , Nutrient broth, Tryptic soy broth).
- 2- قم بتوزيع الوسط السائل على انابيب اختبار زجاجية ذات غطاء او انبوية Plane tube من النوع الضبابي.
- 3- قم بتعقيم الانابيب الحاوية على الأوساط السائلة بواسطة المؤسدة.
- 4- بعد التعقيم بإمكان استعمال الانابيب لاختبارات مختلفة.

تحضير العالق البكتيري Bacterial suspension او اللقاح البكتيري Bacterial inoculum

- 1- بعد تحضير الانابيب الحاوية على الوسط الزرع السائل وفق النقاط أعلاه قم بتلقيحها بالبكتريا اما عن طريق اللوب او ابرة التلقيح او الماصة الدقيقة مع المزج بشكل رقيق.
- 2- احضن الانابيب في الحاضنة لمدة 18-24 ساعة.
- 3- النتيجة تكون عكوره في الوسط نتيجة لنمو البكتيريا فيها وبهذا يكون الوسط جاهز كلقاح بكتيري وكما في الفيديو ادناه.



<https://www.youtube.com/watch?v=uQajWNIAvXE>

الزرع على الأوساط شبه الصلبة Semisolid media culturing

يستفاد من الزرع على الوسط شبه الصلب لغرضين هما :


- ✓ فحص قابلية البكتريا على الحركة Bacteria movement في اختبار يسمى Motility test.
- ✓ فحص قابلية البكتريا على تمييع (تحلل) الجيلاتين gelatin liquefaction في اختبار يسمى Gelatinase test.

طريقة العمل:

- 1- قم بتحضير وسط شبه صلب مثل وسط SIM medium مختصر Sulfide Indole Motility medium حيث يستعمل للكشف ما اذا كانت البكتريا قابلة على الحركة.
- 2- بعد تعقيم الوسط داخل الانابيب اتركها بصورة عمودية لتتصلب.
- 3- قم بتلقيح الوسط عن طريق الطعن Stabbing.



- 4- قم بحضن الأنابيب الملقحة في الحاضنة بدرجة حرارة 37 م ولمدة 24 ساعة.
- 5- بعد انتهاء الحضن نلاحظ النتيجة أي وجود الحركة من عدمها.
- 6- نستدل عن حركة البكتريا من خلال حدوث هجرة او حركة نمو البكتريا على جانبي منطقة الطعن إذا كانت متحركة Motile bacteria.
- 7- في حال كانت البكتريا غير متحركة Nonmotile عندها تكون المستعمرات متكونة فقط في منطقة الطعن وكما في الأشكال التالية.



اما بالنسبة لتمييع الجيلاتين يلاحظ تحول الوسط من الشكل الجيلاتيني الى الشكل السائل عند تلقيحها ببكتريا منتجة لانزيم ال Gelatinase .