

طريقة التخفيف بالاكار

Agar dilution method

يتم استخدام طريقة التخفيف بالاكار لتحديد الحد الأدنى من التركيز المثبط للميكروبات (MIC) من المضاد الحيوي كما هو الحال مع طريقة التخفيف بالوسط السائل التي اخذناها المختبر السابق ، يتم في هذه الطريقة مزج تركيز معين من المضاد مع وسط مولر هنتون اكار قبل ان يتصلب ثم يتم صبه في الاطباق اي ان طبق الوسط الزرعي كله سيحتوي على نفس تركيز المضاد واذا كان لدينا تراكيز مختلفة من المضاد مراد اختبارها سيكون لكل تركيز من المضاد طبق خاص به وبعد ان يتصلب الاكار يتم وضع نشر المعلق البكتيري المعايير ويتم التحضين بالحاضنة ليتم معرفة اي تراكيز المضاد مثبطة او قاتلة للبكتريا .

مزايا طريقة التخفيف بالاكار :

- 1- توفر هذه الطريقة نتيجة كمية اي من خلالها نحدد التركيز المثبط الأدنى MIC وكذلك التركيز القاتل الأدنى MBC على عكس طريقة اختبار الحساسية باستخدام الاقراص التي تحدد لنا فقط الجراثيم الحساسة والمتوسطة الحساسية .
Intermediate Moderate sensitive (I) والمقاومة (R) Resistant .
- 2- من خلال هذه الطريقة يمكن اختبار العديد من البكتريا في وقت واحد وعلى نفس الطبق باستثناء البكتريا التي تتميز بظاهرة العج swarming مثل بكتريا Proteus من خلال تقسيم الطبق الى مناطق كل منطقة يتم زرع نوع بكتيري معين.
- 3- هذه الطريقة تستخدم بكثرة في الدراسات الوراثية للحصول على سلالات مقاومة للمضادات او المواد الكيميائية .

اسم التجربة : طريقة التخفيف بالاكار

الغاية منها : تحديد اي المضادات الحيوية ياثّر على البكتريا وبأي تركيز وبالتالي استخدامه في العلاج اي تحديد MIC and MBC .

طريقة العمل :-

- 1- نحضر وسط مولر هنتون اكار حسب تعليمات الشركة المجهزة ويعقم بالاولوتوكليف ثم يوزع الوسط على فلاكات زجاجية صغيرة على عدد تراكيز المضاد الحيوي المراد اختبارها (اذا كان لدينا خمس تراكيز يتم توزيع الوسط على خمس فلاكات صغيرة كل فلاك

يوضع فيه 50 مل من الوسط اواكثر (اواقل شيء 25 مل) و حسب عدد الاطباق المراد تحضيرها لكل وسط **ولاننسى ان كل طبق يسع 25مل من الوسط** وهكذا حسب احتياجنا في التجربة نحضر الكمية) ، **هنا في تجربتنا سوف نضع في كل فلاسك 25 مل ليتم صبه في طبق واحد (لان كل مجموعة من الطلبة سوف تشتغل على تركيز واحد من المضاد)**.

2- **نحضر محلول الخزين من المضاد الحيوي (التركيز المحضر يختلف حسب حاجة وشغل الباحث) ، هنا في تجربتنا سوف نحضر محلول الخزين من المضاد بتركيز (50000) مايكروغرام لكل مل من خلال ((اذابة كبسولة بوزن 500 ملغرام في 10 مل من الماء المقطر))**.

3- نطبق قانون التخفيف ($C1*V1=C2*V2$) حتى نحضر تركيز معين من المضاد الحيوي باستخدام محلول الخزين المحضر مسبقاً ، هنا سوف نحضر مضاد مخلوط مع الوسط بتركيز (10000) مايكروغرام لكل مل من الوسط ، **ملاحظة مهمة** ((هنا يتم تخفيف المضاد بكمية الوسط الزراعي وليس بالماء المقطر كما كنا سابقاً نعمل لهذا الطريقة تسمى ((طريقة التخفيف بالاكار)))).

اي الحسابات ستكون هكذا

لدينا كبسولة بوزن 500 ملغرام

$$500mg * 1000 = 500000\mu g$$

$$C = \text{Weigh} / \text{volume}$$

$$C = 500000 / 10 \text{ مل من الماء المقطر لتحضير محلول خزين بتركيز } 50000 \text{ مايكروغرام لكل مل (مل)}$$

$$C \text{ of stock solution} = 50000\mu g/ml$$

ثم نستخدم قانون التخفيف حتى نحضر مضاد مخلوط مع الوسط الزراعي بتركيز 10000 مايكروغرام لكل مل ولاننسى التخفيف هنا يتم بالوسط الزراعي وليس بالماء المقط اي ان $V2$ هي كمية الوسط الزراعي الموضوعة في الفلاسك والتي تم تحديدها هنا ب 25 مل ليتم صبها في طبق واحد .

$$C1*V1=C2*V2$$

$$50000 * v1 = 10000 * 25$$


$$V1 = 10000 * 25 / 50000$$

$$V1 = 5ml$$

اي اننا سناخذ 5 مل من محلول الخزين للمضاد ويضاف الى الفلاسك الذي يحوي 25 مل من الوسط الزراعي حتى يتم تحضير 25 مل من الوسط الزراعي حاوي على مضاد بتركيز 10000 مايكروغرام لكل مل .

4- بعد اضافة المضاد الى الوسط يرج جيداً ويصب الوسط في الطبق ومنتظر تصلبه والى ان يتصلب الوسط نحضر المعلق البكتيري المعايير كما في الخطوة 5 .

5- **تحضير العالق البكتيري :** نأخذ مستعمرة من البكتريا المدروسة بواسطة لوب معقم بلهب البيرنر بعد ان يبرد وتوضع في انبوب يحوي محلول نورمل سلاين ويتم تعليقها من خلال مزجها باللوب ثم يتم معايرة المعلق البكتيري المحضر مع انبوب ماكفرلاند McFarland القياسي (0.5) ويتم ذلك بوضع العالق البكتيري المعلق مع انبوب ماكفرلاند القياسي (0.5) على وجه بطاقة ويكرهام Wickerham card (وهي بطاقة صغيرة تحتوي على خطوط متوازية بيضاء وسوداء تساعد في تبيان تشابه تركيز المعلق البكتيري المحضر مع انبوب ماكفرلاند القياسي (0.5) وسميت بهذا الاسم نسبة الى العالم ويكرهام الذي حضرها لأول مرة) وكما موضح بالصورة ادناه



ملامحة :- محلول ماكفرلاند او محلول ثابت العكورة القياسي يستخدم لاعطاء عدد تقريبي للنمو الجرثومي مقداره ($10^8 \times 1.5$) خلية

بكتيرية / مليلتر (ويحضر هذا المحلول من خلال 0.5 مل من محلول كلوريد الباريوم $BaCl_2$ ذو تركيز 1% تقريباً مع 99.5 مل من محلول حامض الكبريتيك بتركيز 1% تقريباً) مع المزج المستمر اثناء التحضير، وعادة تكون انابيب ماكفرلاند مصنعة وجاهزة من قبل شركات عالمية وفي حالة عدم توفرها تحضر بالطريقة انفة الذكر .

6- يتم نشر 0.5 مل من المعلق البكتيري على سطح الطبق باستخدام اداة الناشر او L spreader وفي حالة عدم توفر الناشر يمكن نشر المعلق البكتيري بواسطة الماسحة القطنية .

7- تحمل الاطباق المزروعة بحذر وتحضن بدرجة 37 لمدة 24 ساعة وتقرأ النتائج في اليوم التالي.

قراءة النتائج وتفسيرها :

اثناء فترة التحضين عندما تكون البكتريا حساسة للمضاد سف لن تنمو على الوسط الزرعى اما اذا كانت مقاومة للمضاد سوف تنتشر وتنمو بشكل طبيعي ولا تتأثر بالمضاد .

في حال تم اختبار اكثر من تركيز من المضاد نستطيع تحديد اقل تركيز من المضاد يثبط نمو البكتريا او قتلها اي نحدد MIC and MBC .